



## Abri-Soft Superdry – alèse bordable - 70 x 180 cm

43,30 €

EN STOCK

### Détails

Abri-Soft Superdry ? alèse bordable - 70 x 180 cm

La protection Abena Abri Soft Superdry 70 x 180 cm est une alèse jetable et bordable de la marque Abena qui est utilisée pour protéger les lits, les divans et les chaises. Coeur absorbant composé de fibres longues de pulpe de cellulose vierge pour une meilleure absorption et une utilisation appropriée dans chaque cas. Canaux en relief dessinés en losange qui assurent une dispersion rapide du liquide et augmentent la solidité du matelas. Un voile de non-tissé optimise la douceur du produit. Le polyéthylène, au dos de l'alèse, ainsi que les bords collés assurent une protection contre les fuites.

### Information Supplémentaire

|  |   |
|--|---|
| N ° d'article                                | 02000123  |
| Marque                                       | Abri-Soft   |
| Article avec intervention Solidaris Brabant? | Non   |
| Retour possible?                             | Ce produit ne peut pas être retourné pour des raisons d ' hygiène |
| Niveau d'absorption                          | 1750 ml   |
| Dimensions                                   | 70 x 180 cm   |
| Nombre de colis par boîte                    | 2   |
| Nombre de pièces par paquet                  | 30  |