



Medley Ergo Family - lit électrique

1 343,00 €

EN STOCK

Détails

Lit électrique réglable en hauteur avec barrières et potence de lit

Largeur ext.: 1020 mm Largeur int.: 900 mm Longueur ext.: 2240 mm Longueur int.: 2080 mm Réglable en hauteur: 400-800 mm / 330 - 730 mm Angle relève-buste: 0 - 70 ° Angle plicature de genoux: 0 - 24 ° Angle relève-jambes: 0 - 11 ° Poids max. utilisateur: 145 kg Barrières en bois Couleur: beige

Livraison et installation à domicile compris dans le prix.

Information Supplémentaire

N ° d'article	02000409
Couleur	Beige