



Déambulateur Brooklyn - 4 roues

216,30 €

EN STOCK

Détails

Brooklyn Mobio

Un déambulateur fiable et élégant alliant forme et fonction

Découvrez le déambulateur Brooklyn : un déambulateur qui n'est pas seulement pratique, mais qui possède également un design magnifique. Ce déambulateur est conçu en pensant à votre confort, sécurité et indépendance, vous permettant de vous déplacer en toute confiance et avec style. Que vous vous promeniez à l'intérieur ou à l'extérieur, le Brooklyn offre la combinaison parfaite de fonctionnalité et d'élégance.

Un design élégant pour chaque occasion

Le déambulateur Brooklyn est une véritable œuvre d'art en matière de design. Son cadre moderne et mince, avec ses lignes épurées, lui donne une allure chic qui s'adapte à tous les styles de vie. Grâce à sa finition soignée et à l'utilisation de matériaux de haute qualité, ce déambulateur n'est pas seulement agréable à utiliser, il est aussi esthétiquement plaisant. C'est le choix idéal pour ceux qui ne veulent pas faire de compromis sur le style tout en ayant besoin d'une solution fiable pour leur mobilité.

Une facilité d'utilisation exceptionnelle et un design compact

Ce qui rend le Brooklyn particulièrement intéressant, c'est la possibilité de le plier doublement. Cela signifie que vous pouvez plier le déambulateur à la fois en longueur et en largeur, ce qui le rend particulièrement compact et peu encombrant. Il est donc très facile de le ranger dans un placard, dans la voiture ou même dans un petit appartement. Fini les déambulateurs encombrants qui prennent beaucoup de place ? Le Brooklyn est exactement ce qu'il vous faut si vous souhaitez économiser de l'espace sans compromettre la fonctionnalité.

Confort et ajouts pratiques

En plus de son design élégant, le déambulateur Brooklyn est également équipé de nombreuses fonctionnalités pratiques et confortables. Le sac offre suffisamment d'espace pour emporter vos effets personnels, tandis que le dossier procure un soutien supplémentaire lorsque vous souhaitez faire une pause. Que vous ayez besoin d'une courte pause pendant votre promenade ou de mettre vos courses dans le sac, le Brooklyn est là pour vous soutenir.

À qui s'adresse le déambulateur Brooklyn ?

Le déambulateur Brooklyn est idéal pour toute personne souhaitant améliorer sa mobilité sans sacrifier son apparence. Il est parfait pour les utilisateurs plus jeunes comme plus âgés à la recherche d'un déambulateur qui les aide à rester autonomes tout en gardant leur style.

En résumé, avec le déambulateur Brooklyn, vous ne vous contentez pas d'acquérir un outil fonctionnel, mais vous faites entrer un partenaire élégant dans votre vie, qui vous aide à préserver votre liberté et votre indépendance.

Caractéristiques

Double Pliage Extérieur et intérieur Spécifications Poids: 8 kg Hauteur: 83-95 cm Longueur: 69,6 cm Largeur: 61,5 cm
Largeur de l'assise: 46,2 cm Profondeur de l'assise: 25 cm Distance entre les poignées: 48,4 cm Hauteur de l'assise: 55 cm
Diamètre des roues: 19,3 cm Charge maximale: 136 kg Largeur plié: 25 cm

Information Supplémentaire

N ° d'article	02007045
Couleur	Rouge
Marque	Mobio
Délai de livraison	3 - 6 jours ouvrables
Livraison	Matériel uniquement disponible en ligne. Livraison directe à domicile par le fournisseur