



Let's go out - déambulateur 4 roues

399,00 €

EN STOCK

Options de produits configurables

Couleur (Any One)

- Rouge
- Beige
- Noir

Détails

Let's Go Out - Léger et élégant Déambulateur Let's Go Out: léger et élégant pour l'intérieur et l'extérieur?

Le Let's Go Out est un déambulateur très léger (6,2kg). Il est très maniable et se plie facilement.

Léger et élégant, il ne pèse que 6,2kg. Il est aussi facile à replier pour le transport ou le rangement. Les grandes roues avant facilitent le franchissement d'obstacles comme des bordures ou autres surfaces accidentées. Les poignées en matériel souple ergonomiques sont réglables en hauteur. Le siège est en simili cuir lavable. Le Let's Go Out est livré avec un sac élégant et amovible. Il est également possible d'obtenir un porte-canne ou un plateau pour le déambulateur.

Déambulateur léger et élégant pour l'extérieur et l'intérieur

Tu as fini de marcher ? Vous pouvez ensuite vous reposer sur le siège du rollator. Le siège est en similicuir hydrofuge. Bien sûr, le rollator a de bons freins. Ce rollator est également équipé de freins de stationnement. Ainsi, le rollator reste fermement en place lorsque vous souhaitez vous reposer. Les freins sont faciles à utiliser. Aucun câble de frein n'est visible, ce qui honore le design épuré de ce rollator. Une fois à la maison, vous pouvez facilement ranger le rollator. Le rollator se plie facilement. Il reste debout lorsqu'il est plié et a donc besoin de peu d'espace.

Ce déambulateur est disponible en 3 couleurs:

Beige Noir Rouge

Caractéristiques

Très léger Maniable Facile à plier Livré avec un sac élégant Grandes roues à l'avant pratiques sur terrain accidenté Etroit, ce qui est pratique pour des passages difficiles Gardes-boue sur les roues arrières Poignées ergonomiques Assise en simili cuir imperméable
Spécifications Poids 6,2 kg Longueur 64 cm Largeur 57 cm Hauteur des poignées 78 - 94 cm Dimensions de l'assise 40,5 x 17,5 cm Hauteur de l'assise 59,5 cm Diamètre de roues 24,5 - 20 cm Largeur entre les poignées 41 cm Largeur pliée 19 cm Charge max du sac 12 kg

Couleur Numéro d'article Black 02/007013 Beige 02/007014 Red 02/007015

Information Supplémentaire

N ° d'article	Let's go out - Mobio
Marque	Mobio
Délai de livraison	3 - 6 jours ouvrables
Livraison	Matériel uniquement disponible en ligne. Livraison directe à domicile par le fournisseur