

Normandie 2F

Geriatrische zetel

De Normandie 2F (twee functies) is een comfortabele, degelijk ontworpen stoel die niet misstaat in een woonkamer of een zorginstelling. Het strakke ontwerp biedt comfort en past bij elk interieur.



VERMEIREN
we care for you

Twee functies

De Normandie 2F biedt hetzelfde zitcomfort en dezelfde kwaliteit als de standaard Normandie, met de uitzondering dat de inclinatie van de zit en de rug onafhankelijk van elkaar werken.



Model met wielen (optioneel)

Producten voor u ontworpen

VERMEIREN streeft ernaar om steeds de beste oplossing te verstrekken voor uw persoonlijke behoeften. Naarmate de technologie evolueert, evolueren wij mee, en zo kunnen we u de meest up-to-date producten bieden. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.

Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet **Normandie 2F** aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd.

Kleur

Zwart



De armsteunen kunnen volledig omlaag worden gezet om gemakkelijke zijwaartse transfers mogelijk te maken.



Door aan één van de twee hendels te trekken, kan de rugleuning of beensteun versteld worden.



Optionele donor armsteunen links, rechts of aan beide zijden.

Technische informatie

Totale breedte	685 mm
Totale hoogte	1200 / 1205 mm
Totale lengte	860 mm
Zitbreedte	500 mm
Zithoogte	500 / 520 mm
Zithoek	13° / 45°

Zitdiepte	480 mm
Hoogte rugleuning	750 mm
Armsteun hoogte	150 - 210 mm
Gewicht	30,4 kg
Maximum gebruikersgewicht	130 kg
Extra informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

NV VERMEIREN nv

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.be
info@vermeiren.be

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

