

Normandie 2F

Fauteuil de repos

Normandie 2F (deux fonctions) est un fauteuil confortable et bien conçu qui ne dépareille pas dans un salon ou un établissement de soins. Son design épuré apporte du confort tout en s'adaptant à tout type de décoration intérieure.



VERMEIREN
we care for you

Deux fonctions

Le fauteuil gériatrique Normandie 2F a un dossier inclinable jusqu'à 45°. Le repose-jambes incline indépendamment du dossier.



Modèle avec volants (en option)

Des produits conçus pour vous

VERMEIREN s'efforce toujours de trouver la meilleure solution disponible pour répondre à vos besoins personnels. Au fur et à mesure que la technologie progresse, nous aussi et en tant que tels, nous pouvons vous offrir les produits les plus récents. C'est le résultat de notre recherche continue et de notre expérience depuis 1957.

Qualité garantie

En ce qui concerne la qualité, le **Normandie 2F** est conforme aux normes les plus élevées, établies par des instituts de test certifiés de renommée mondiale.

Couleur

Noir



Les accoudoirs peuvent être complètement abaissés pour faciliter les transferts latéraux.



En tirant l'un des deux leviers, il est possible de régler le dossier ou le repose-jambes.



En option: Manchettes de prélèvement, à gauche, à droite ou des deux côtés

Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	685 mm
■ Hauteur totale	1200 / 1205 mm
■ Longueur totale	860 mm
■ Largeur d'assise	500 mm
■ Hauteur d'assise	500 / 520 mm
■ Angle du plan d'assise	13° / 45°

■ Profondeur d'assise	480 mm
■ Hauteur dossier	750 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	150 - 210 mm
■ Poids	30,4 kg
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

SA VERMEIREN sa

Vermeirendale 1-15
B-2920 Kalmthout
Belgique

www.vermeiren.be
info@vermeiren.be

Pour plus d'informations,
prenez contact avec votre revendeur local.

