



AIR2CARE 6 - Alternierende matras + pomp (ESRI 500)

€ 1.578,80

OP VOORRAAD

Details

Matras Bestaande uit polyurethaan materiaal, opgebouwd uit alternierende, individueel afsluitbare («zwevende hielen») en verwisselbare cellen 20 cellen met Cell on cell structuur dikte 11cm + 5cm voorzien van Quick release voor selectief afsluiten of vervangen van luchtbanen Afmetingen: 200 x 83 x 16cm dikte Brandvrije, bi-elastische PU hoes, waterdicht, anti-bacterieel en lucht doorlaatbaar, rits volledig om het matras Wasbaar tot 90 ° C CPR klep (reanimatie en volledig leegmaken van luchtzones) Van 40kg tot 250kg lichaamsgewicht Transportklep Pomp Digitale alternating pomp >10 l/min met drukregeling, dynamische, statische en autofi rm functie Bij lage druk, visueel en auditief alarm Semi-autonome drukinstelling Cyclustijd 10, 15, 20, 25min. instelbaar Snelkeuze schakelaar voor verpleegstand Snelkeuze schakelaar voor cyclustijd Alarm reset en automatisch opblazen Garantie na aankoop: 2 jaar Lock-functie Zit-functie Pathologie Lage Apgarscore Min score van 35 op Bel schaal Coma Decubituswonde Incontinentieproblemen Neurologische aandoeningen Verminderde mobiliteit/spiertonus Palliatieve zorg

Extra Informatie

Productnummer	02002301
Wordt teruggenomen?	Dit product kan omwille van hygiënische redenen niet geretourneerd worden
Levertermijn	2 - 4 werkdagen