



Badlift Petermann met glijdschijf en tas

€ 1.423,22

NIET OP VOORRAAD

Details

Petermann Badlift | geïntegreerde glijdschijf

Een badlift helpt u bij het in en uit bad stappen. Het gaan zitten en opstaan uit het bad wordt ondersteund door een stoeltje dat in de badkuip wordt geplaatst en dat automatisch op en neer gaat. De Petermann badliften zijn speciaal ontworpen voor gebruik in de thuiszorg.

Deze liften staan garant voor hoge kwaliteit, comfort, veiligheid en gebruiksgemak.

Kenmerken:

verstelbare rugleuning waardoor u zowel rechtzittend als liggend een comfortabel bad kan nemen zijflappen aan het zitvlak die de ruimte tussen de badlift en badkuip overbruggen waardoor u veilig in bad kan plaatsnemen stabiel frame vervaardigd uit roestvrij hoogwaardig staal zuignappen onderaan het chassis van de badlift zorgen voor extra stabiliteit max. draagvermogen van 170 kg max. tilhoogte 48 cm zitting 39 x 58 cm met zijflappen 69 x 58 cm gemakkelijk te plaatsen en weg te nemen 10 jaar garantie op de mechanische onderdelen (exclusief voetjes en accessoires) 3 jaar garantie op de batterij en motor

De glijdschijf zorgt voor een gemakkelijke en veilige transfer van de boord van het bad naar de zitting van de badlift en helpt om de gewenste positie in het bad aan te nemen.

Standaard geleverd met handbediening, lader, geïntegreerde glijdschijf en tas.

Extra Informatie

Productnummer	02000448
Gebruikersgewicht	170 kg
Levertermijn	1 à 2 weken