



Clinell - universele ontsmettingspray - 750 ml

€ 15,10

OP VOORRAAD

Details

Alcoholvrije spray voor de ontsmetting en reiniging van niet-invasieve medische oppervlakken, apparatuur en materiaal.

Geschikt voor gebruik op een brede waaier van medisch materiaal en medische oppervlakten zoals ziekenhuisbedden en -matrassen, rolstoelen, hijstoestellen, brancards, hoofd-immobilisatoren, ecg-apparatuur, looprekken, incubators, stethoscopen, bloeddrukmeters...

Zonder Alcohol

Bewezen bactericide, fungicide, tuberculocide en virucide werking. Dermatologisch getest. Identiek dezelfde formule ook beschikbaar in doekjes.

Antimicrobiële werking universal

Krachtige, gepatenteerde formulering, op basis van een synergetische mix van verbindingen met quaternair ammonium en een polymerisch biguanide, elk met een heel ander werkingsmechanisme. Dat garandeert het breedste werkingsspectrum en helpt resistentie tegen te gaan. Doodt ten minste 99,999% van de ziektekiemen en is doeltreffend vanaf 10 seconden.

Unieke, gepatenteerde universele samenstelling met een zeer doeltreffende werking. Een combinatie van vier verschillende biociden, werkzaam als een krachtig hoogwaardig ontsmettingsmiddel, garandeert dat er geen resistentie tegen pathogenen kan ontwikkelen na verloop van tijd.

Extra Informatie

Productnummer	02001026
Merk	Clinell